

Алмазные инструменты Gingi Curettage

для препарирования коронок и мостов и шлифовки культи

Алмазные инструменты золотистого цвета со стандартной зернистостью и хвостовиком под турбинный наконечник разработаны для финирирования и закругления поверхности зуба, отпрепарированного под коронку или мост, что позволяет снять идеальный оттиск. Конусность между осью и стороной составляет 3°, конусность кончика по отношению к оси – 45°, а диаметр верхней точки – 1,52 мм.

Номер	C061-1	C062-1	C063-1	C081-1	C082-1	C083-1	C084-1	C085-1	C101-1	C102-1	C103-1
№ по ISO	012	014	017	013	016	018	019	021	014	015	021
Длина рабочей части, мм	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0



Об./мин. Реком.: 160 000 - 450 000 / УН: 0-0,8 Н

Номер	Кол-во	Изделие
C061-1- C103-1	6 шт.	Алмазные инструменты Gingi Curettage, хвостовик FG
C200	1 шт.	Gingi Curettage Diamonds Kit (набор)

Показания

■ В КАБИНЕТЕ

Препарирование коронок и мостов, шлифовка опорных зубов

Сфера применения

Для обработки следующих материалов:
зубная эмаль и дентин



ПРЕИМУЩЕСТВА

Алмазная крошка распределена точно и равномерно

Точная концентричность

Низкий уровень вибраций

Высокая эффективность при слабом нажиме и безопасном охлаждении

Для справки

Цветовой код номера для заказа обозначает максимальную скорость для конкретного инструмента:

Морская волна макс: 450 000 об./мин.
Синий макс: 300 000 об./мин.
Оранжевый макс: 160 000 об./мин.



В набор Gingi Curettage Diamonds Kit входят шесть наиболее часто используемые формы: C062-1, C081-1, C083-1, C084-1, C102-2, C103-1.