

# Кисти для керамики

долговечные кисточки для нанесения керамики из натурального и синтетического ворса с хорошими рабочими характеристиками

Высококачественные кисточки для керамики являются залогом точного и экономного по времени моделирования естественных форм зуба. Особенностью кисточек SHOFU из натурального ворса являются тонкие кончики, которые сохраняют свою форму и обеспечивают непрерывное выделение влаги.

Номер	Кол-во	Изделие
6985	1 шт.	Porcelain Brush Set
6986	1 шт.	Porcelain Brush OP-0
6988	1 шт.	Porcelain Brush S-0
6989	1 шт.	Porcelain Brush S-1
6991	1 шт.	Porcelain Brush P-3
6992	1 шт.	Porcelain Brush P-5
6993	1 шт.	Porcelain Brush P-7
7191	1 шт.	Кисть № 5 (нейлон)
7192	1 шт.	Кисть № A7 (натуральный ворс)



Таким образом, кисть A7 из натурального ворса (A = «animal», т.е. «животное») идеально подходит для нанесения больших количеств керамики и создания тонких деталей.

Синтетическая кисть для фарфора № 5 из очень тонких нейлоновых щетинок зарекомендовала себя, как универсальный инструмент для выполнения любых техник наложения керамики. Она сохраняет эти свойства даже при использовании жидкостей для замешивания, содержащих глицерин.



В **Porcelain Brush-Set (набор кисточек для керамики)** входят 6 кистей из натурального ворса для любых манипуляций с керамическими массами:

- **OP-0** Плоская кисть из натурального ворса позволяет эффективно наносить опакующую пасту и опакующий лайнер
- **S-0** Тонкая кисть для керамических красок, разработана для создания очень мелких естественных цветовых акцентов
- **S-1** Идеально подходит для характеристики прессованных и фрезерованных керамических конструкций
- **P-3** Универсальная кисть для повседневного применения
- **P-5** Классическая кисть для фарфора позволяет выполнить любую процедуру
- **P-7** Большая кисть с тонким кончиком