

LAMINA VEST II

паковочная масса с фосфатным связующим – для минимально инвазивных техник керамических реставраций



Lamina Vest II – это фосфатная паковочная масса для изготовления рефракторных столбиков. Разработанный для изготовления керамических вкладок, виниров и коронок в технике спекания материал Lamina Vest II обеспечивает высокую прочность и стабильность граней.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Подходит для Vintage PRO, Vintage MP, Vintage Halo и Vintage ZR

Превосходная посадка керамических реставраций

Гладкая поверхность

Высокая прочность и стабильность граней

Высокая размерная стабильность даже после многократного обжига

Легко удаляется

Показания

Для всех видов керамики с коэффициентом теплового расширения $9,5-12,5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (25 °C – 500 °C)

Номер	Кол-во	Изделие
6977	1,2 кг	Lamina Vest II порошок (40 пакетиков по 30 г)
6978	200 мл	Lamina Vest II жидкость (с мерным стаканом)
6972	2 шт.	Рефракционный маркер

