

ResiCem

универсальная система фиксации двойного отверждения

ResiCem – рентгеноконтрастная, адгезивная система двойного отверждения. Она состоит из цемента на основе смол и самопротравливающих праймеров А и В, которые подходят для цементирования всех существующих материалов для не прямых реставраций.

ResiCem выпускается в удобном двойном шприце объемом 5 мл со смешивающими канюлями, которые всегда гарантируют точное дозирование, тщательное замешивание и нанесение материала на реставрацию либо в нее. Благодаря своей превосходной консистенции, замешанная паста очень легко вытекает даже при небольшом давлении. Таким образом, реставрацию проще зафиксировать в её окончательном положении. Материал можно наносить слоями толщиной всего девять микрон, т.е. после фиксации прикус не поднимется, а изначально полученное краевое прилегание не меняется.



Сразу после установки реставрации



Через 2 минуты после установки реставрации

ПРЕИМУЩЕСТВА

Самопротравливающие праймеры А и В

Высокие манипуляционные характеристики

Очень хорошее краевое прилегание

Неизменно высокая прочность соединения – независимо от способа полимеризации

Простая процедура нанесения и удаления избытка

Показания

- Адгезивная фиксация реставраций из оксида алюминия и диоксида циркония, керамических и не прямых композитных виниров, коронок, мостов, вкладок, накладок и не прямых реставраций на металлическом каркасе
- Фиксация различных штифтов и материалов для восстановления культи

Номер	Кол-во	Изделие
3220	1 шт.	ResiCem Basic Kit (базовый набор) Паста ResiCem «Clear», автозамешивание, 2x 5 мл, Primer A 3 мл, Primer B 2,5 мл, Microtip Fine (1 кисточкодержатель, 50 аппликаторов), 20 смешивающих насадок, палетка для замешивания
3221	5 мл	Паста ResiCem «Clear», автозамешивание, 10 смешивающих насадок
3222	5 мл	Паста ResiCem «Ivory», автозамешивание, 10 смешивающих насадок
3227	3 мл	ResiCem Primer A
3228	2,5 мл	ResiCem Primer B
Y0005	5 мл	HC Primer (см. стр. 73)
Y0006	5 мл	SHOFU MZ Primer Plus (см. стр. 72)
3232	5 мл	AZ-Primer (см. стр. 74)
3234	5 мл	Porcelain Primer (см. стр. 74)

