

VINTAGE Art

флуоресцентные краски для внутренней и внешней модификации оттенка керамических конструкций

Готовые к использованию пастообразные краски впечатляют идеальной консистенцией и структурой – за счет содержания сверхмелких частиц. Они прекрасно наносятся и великолепно покрывают поверхность.

Красители рекомендуется использовать для внутренней или поверхностной модификации цвета реставрации, выполненной из любой высокотемпературной керамики для облицовки металла. Их также можно наносить на все типы высокотемпературной керамики для облицовки безметалловых конструкций, например, каркасов из диоксида циркония либо оксида алюминия, конструкций изготовленных из керамических CAD/CAM-блоков, прессованной керамики и искусственных керамических зубов.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Совместимы со всеми видами высокотемпературной керамики

Пастообразные красители легко использовать

Широкий выбор оттенков «интенсивный» и «эффект»

Флуоресцентная глазурь в форме пасты

Показания

- **Прессованные цельнокерамические конструкции**
Виниры, вкладки и накладки, коронки и мосты
- **Цельнокерамические CAD/CAM-конструкции**
Полевошпатные заготовки, заготовки из оксида алюминия и диоксида циркония
- **Облицовочная керамика для металлических и безметалловых каркасов**
Коэффициент теплового расширения составляет $6,0-16,0 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$, температура обжига – приблизительно $880 \text{ }^\circ\text{C}$

Оттенки

- **Base Color Stains**
9 основных и второстепенных оттенков, а также ахроматические цвета – для коррекции цветового тона
- **Color Stains**
12 оттенков «эффект» для изменения любого индивидуально подобранного оттенка
- **Shade Stains / Foundation Shade Stains**
10 красителей для поверхностного окрашивания зубов в соответствии с групповой принадлежностью по шкале оттенков



VINTAGE Art - наборы и отдельные компоненты



Basic Color Set

Все классические основные и вспомогательные оттенки, а также красители для воссоздания естественного цвета любой реставрации

- 16 оттенков, по 3 г: Pink, Yellow, Blue, Orange, Violet, Green, Black, White, Dark Red Brown, Orange Brown, Khaki, A-Shade, B-Shade, C-Shade, D-Shade, R-Shade
- Glazing Paste, 3 г · Vintage Art Stain Liquid, 50 мл · таблица цветов
- инструкция по применению

Effect Color Set

Отдельные оттенки и внутренние красители, позволяющие воспроизвести характеристики любого зуба

- 15 оттенков, по 3 г: Gray, Blue Gray, Corn Yellow, Brown, Black Brown, Mamelon Pink, Mamelon Ivory, Rose Pink, Wine Red, Pink Orange, Foundation A-Shade, Foundation B-Shade, Foundation C-Shade, Foundation D-Shade, Foundation R-Shade
- Glazing Paste, 3 г · Vintage Art Stain Liquid, 50 мл · таблица цветов
- инструкция по применению

| Номер | Кол-во | Изделие |
|-----------|--------|---|
| 6510 | 1 шт. | Vintage Art Basic Color Set |
| 6511 | 1 шт. | Vintage Art Effect Color Set |
| 6513 | 50 мл | Vintage Art Stain Liquid (Жидкость для разведения красителей) |
| 6514 | 3 г | Glazing Paste (пастообразная глазурь) |
| 6515-6545 | 3 г | Vintage Art отдельные оттенки |

| Оттенок | Номер 3 г |
|-------------------|--------------|
| BASE COLOR STAINS | |
| P (Pink) | 6515 |
| Y (Yellow) | 6516 |
| Bl (Blue) | 6517 |
| O (Orange) | 6518 |
| V (Violet) | 6519 |
| Gr (Green) | 6520 |
| B (Black) | 6521 |
| W (White) | 6522 |
| G (Gray) | 6531 |

| Оттенок | Номер 3 г |
|------------------------|--------------|
| COLOR STAINS | |
| DR-Br (Dark Red Brown) | 6523 |
| O-Br (Orange Brown) | 6524 |
| Br (Brown) | 6534 |
| B-Br (Black Brown) | 6535 |
| K (Khaki) | 6525 |
| Bl-G (Blue Gray) | 6532 |
| CY (Corn Yellow) | 6533 |
| MP (Mamelon Pink) | 6536 |
| Mlv (Mamelon Ivory) | 6537 |
| RP (Rose Pink) | 6538 |
| WR (Wine Red) | 6539 |
| P-O (Pink Orange) | 6540 |

| Оттенок | Номер 3 г |
|---------------------------|--------------|
| SHADE STAINS | |
| AS (A-Shade) | 6526 |
| BS (B-Shade) | 6527 |
| CS (C-Shade) | 6528 |
| DS (D-Shade) | 6529 |
| RS (R-Shade) | 6530 |
| F-AS (Foundation A-Shade) | 6541 |
| F-BS (Foundation B-Shade) | 6542 |
| F-CS (Foundation C-Shade) | 6543 |
| F-DS (Foundation D-Shade) | 6544 |
| F-RS (Foundation R-Shade) | 6545 |