

# VINTAGE LD Press

ролинги для изготовления цельнокерамических реставраций

Vintage LD Press – это стеклокерамика в форме ролингов с дисиликатом лития. Материал предназначен для прессования вкладок, накладок, виниров, коронок и фронтальных мостов. Ролинги для прессования обладают высокой механической прочностью и выпускаются с четырьмя разными степенями прозрачности.

## ■ Т (прозрачный)

Высокопрозрачный материал с тремя оттенками для изготовления реставраций меньшего размера, таких как вкладки, накладки и виниры по технике окрашивания

## ■ МТ (среднепрозрачный)

Среднепрозрачный материал всех цветов шкалы VITA\* Classical для выполнения техник cut-back, наслаивания и окрашивания

## ■ LO (низкая опаковость)

Низкоопаковый материал пяти цветов для отдельных абатментов либо отпрепарированных участков с незначительным изменением цвета

## ■ МО (средняя опаковость)

Среднеопаковый материал трех оттенков для изготовления каркасов, предназначенных для полостей с существенной дисколорацией



## ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильность в течение длительного периода благодаря высокой механической прочности

Прост и эффективен в работе

4 степени прозрачности обеспечивают эстетичный вид независимо от цвета красителя

Можно совмещать с послойной керамикой Vintage LD и красителями Vintage Art LF



## Показания

Для прессованных коронок, вкладок, накладок и фронтальных мостов (до трех единиц без моляров)

## VINTAGE LD Press - наборы и отдельные компоненты



### Basic Set

Для прессуемых и безметалловых реставраций из дисиликата лития с оттенками А2, А3 и В2, а также ролинги с разной степенью опакowości для техники наслоения и окрашивания Vintage LD Press

#### Vintage LD Press

- 40 ролингов, по 3 г – по 5 шт. каждого оттенка: MT-A1, MT-A2, MT-A3, MT-B2, LO-1, LO-2, T-1, T-2

#### Ceravety Press & Cast

- 5 порошков, по 100 г • жидкость, 100 мл



### Trial Kit

5 ролингов с различными оттенками и степенями прозрачности – для ознакомления с техникой использования Vintage LD Press

- 5 ролингов, по 3 г: 2x MT-A2, 2x MT-A3, 1x T-1

Номер	Кол-во	Изделие
8501	1 шт.	Vintage LD Press Basic Set (базовый набор)
8542	1 шт.	Vintage LD Press Trial Kit (пробный набор)
8510-8540	1 шт.	Vintage LD Press ролингов, 5 шт.

	Номер 15 шт.
VINTAGE LD PRESS	
MT-W1	8527
MT-W2	8528
MT-W3	8529
MT-A1	8510
MT-A2	8511
MT-A3	8512
MT-A3,5	8513
MT-A4	8514
MT-B1	8515
MT-B2	8516
MT-B3	8517
MT-B4	8518
MT-C1	8519
MT-C2	8520
MT-C3	8522

	Номер 15 шт.
VINTAGE LD PRESS	
MT-C4	8523
MT-D2	8524
MT-D3	8525
MT-D4	8526
T-1	8530
T-2	8531
T-3	8532
LO1	8533
LO2	8534
LO3	8535
LO4	8536
LO5	8537
MO1	8538
MO2	8539
MO3	8540