

# AcryPoint

Pour les résines PMMA

Les polissoirs en silicone AcryPoint s'utilisent pour le dégrossissage, la finition et le polissage de tous les matériaux acryliques, y compris les porte-empreintes et ceci sans l'aide de pâte à polir.



## Indications

- Les AcryPoints à gros grain (gris foncé) servent au dégrossissage.
- Les AcryPoints à grain moyen (brun) servent à la finition et au pré-polissage.
- Les AcryPoints à grain fin (gris clair) servent au polissage.



## AVANTAGES

- Trois étapes logiques de polissage
- Polissage idéal des résines PMMA
- Mariage parfait entre les particules abrasives et le liant
- Lustrage sans besoin de pâte à polir
- Peu de vibration
- Echauffement limité



	Forme	BP1	PC2
	ISO N°	100	050
Gris foncé	PM 6 pces	0426	
	PM 12 pces		0423
Brun	PM 6 pces	0427	
	PM 12 pces		0424
Gris clair	PM 6 pces	0428	
	PM 12 pces		0425



Rec. 5.000 - 10.000 / Maxi 15.000 / PU 3 - 5 N  
Ne pas utiliser en bouche!

Réf.	Quantité	Produit
0423-0425	12 pces	AcryPoint, forme PC2, tige PM
0426-0428	6 pces	AcryPoint, forme BP1, tige PM