


BEAUTIFIL Flow

Matériau d'obturation fluide pour restaurations esthétiques

Beautifil Flow est disponible en deux viscosités, F02 (basse fluidité) et F10 (haute fluidité). Ses teintes s'harmonisent parfaitement avec celles du Beautifil II. Associé au système adhésif FL Bond II, il forme un ensemble esthétique fiable à haute dispersion de fluor. Une seringue, spécialement mise au point pour les praticiens, facilite l'application du matériau proprement et sans coulure.



Indications

- Restaurations de cavités petites et superficielles de classe I à III et de classe V
- Restaurations sur dents lactéales
- Base/liner sous restaurations
- Réparation sur céramique fracturée et restauration composite
- Scellement de fissure (voir page 85)
- Mise de dépouille

Teinte	Réf. 2 g
F02 - BASSE FLUIDITÉ	
A1	1431
A2	1432
A3	1433
A3,5	1434
A4	1435
A30 (A3 opaque)	1449
G (Gencive)	1451

Teinte	Réf. 2 g
F10 - HAUTE FLUIDITÉ	
A1	1461
A2	1462
A3	1463
A3,5	1464
A4	1465
A30 (A3 opaque)	1479
A3T (Translucide)	1482

Réf.	Quantité	Produit
1431-1451	2 g	Beautifil Flow F02 - seringue
1461-1482	2 g	Beautifil Flow F10 - seringue

AVANTAGES

- Solubilité minime et stabilité à long terme
- Absorption et libération de fluor permanente
- Radio-opacité remarquable
- Diffusion lumineuse naturelle
- Seringue innovante avec prise rotative sur 360°

