


# BEAUTIFIL Flow Plus

## Composite d'obturation injectable pour antérieures et postérieures

Beautifil Flow Plus rassemble la facilité d'application d'un produit fluide et la stabilité, la durabilité et l'esthétique d'un composite hybride modelable. Convient à toutes les classes d'obturation, y compris les surfaces occlusales et les bords proximaux. Des caractéristiques améliorées permettent son application par injection. Les restaurations postérieures n'ont jamais été aussi faciles. De plus, la capacité du Beautifil Flow Plus à libérer et absorber du fluor et sa résistance à la colonisation bactérienne en font un choix idéal pour éviter les caries secondaires.



Beautifil Flow Plus est disponible en deux viscosités. „F00“ très stable et „F03“ plus fluide. Les deux conviennent pour l'utilisation habituelle des produits fluides mais également en zone occlusale ce qui implique une utilisation possible pour les obturations de classe I et II. Doté d'une seringue rotative sur 360° et d'une fine aiguille jetable, le composite Flow Plus s'extrude facilement en application directe.

Une large gamme de teintes, d'opacités différentes, sont disponibles pour des restaurations esthétiques en technique mono ou multi teinte.

## AVANTAGES

- Restaurations de cavités de classe I à V
- Haute résistance à la traction et à la flexion
- Application possible de la „Cône technique“
- Esthétique naturelle avec effet caméléon
- Absorption et libération de fluor permanentes
- Radio-opacité exceptionnelle

### Indications

#### ■ F00 – ZERO FLOW

Modelage de l'anatomie occlusale, des arêtes marginales et des détails complexes; restaurations des cavités de toutes classes

#### ■ F03 – LOW FLOW

Restauration de fissures, correction proche du tissu gingival; liner de base





## F00 - absolument stable (Zero Flow)

Teinte	Réf. 2,2 g	Teinte	Réf. 0,21 g
SERINGUE		TIPS, 20 pces	
A1	2001	A1	2201
A2	2002	A2	2202
A3	2003	A3	2203
A3,5	2004	A3,5	2204
A4	2005	A4	2205
B1	2062	B1	2206
B2	2063	B2	2207
C2	2064	C2	2208
D2	2065	D2	2209
SA0,5	2000	SA0,5	2200
SA0,50 (A0,5 opaque)	2006	SA0,50 (A0,5 opaque)	2211
A10 (A1 opaque)	2007	A10 (A1 opaque)	2212
A20 (A2 opaque)	2008	A20 (A2 opaque)	2213
Inc (Incisal)	2010	Inc (Incisal)	2215
BW (Bleaching White)	2011	BW (Bleaching White)	2216

## F03 - fluidité modérée (Low Flow)

Teinte	Réf. 2,2 g	Teinte	Réf. 0,21 g
SERINGUE		TIPS, 20 pces	
A1	2014	A1	2219
A2	2015	A2	2220
A3	2016	A3	2221
A3,5	2017	A3,5	2222
A4	2018	A4	2223
B1	2066	B1	2224
B2	2067	B2	2225
C2	2068	C2	2226
D2	2069	D2	2227
SA0,5	2013	SA0,5	2218
A20 (A2 opaque)	2020	A20 (A2 opaque)	2229
A30 (A3 opaque)	2021	A30 (A3 opaque)	2230
Inc (Incisal)	2023	Inc (Incisal)	2232
BW (Bleaching White)	2024	BW (Bleaching White)	2233
MI (Milky)	2026	MI (Milky)	2235
CV (Cervical)	2027	CV (Cervical)	2236

### Standard Kit



### Standard Kit

- 2 seringues de chaque 2,2 g Beautifil Flow Plus F00 et F03, teinte A2 et A3
- accessoires

Réf.	Quantité	Produit
2000S	1 pce	Beautifil Flow Plus Standard Kit
2001-2069	2,2 g	Beautifil Flow Plus - seringue
2201-2236	0,21 g	Beautifil Flow Plus - tips, 20 pces