

Brownie ■ Greenie ■ Supergreenie

Pour alliages précieux et amalgame

Ces polissoirs en silicone, imprégnés de produits de polissage, donnent rapidement un fini brillant aux métaux précieux et aux amalgames. Les Brownies servent au pré-polissage, les Greenies au polissage et les Supergreenies (bague jaune) au lustrage. Le lustrage ne nécessite aucune pâte à polir. Il est dû uniquement à la qualité des produits imprégnant le polissoir lui-même.



AVANTAGES

- Lustrage en trois étapes de polissage
- Centrage de rotation précis
- Forme personnalisable
- Polissage sans pratiquement de vibration
- Equilibre optimal entre vitesse de rotation et pression de contact
- Echauffement limité
- Efficace et rapide

Indications

■ AU CABINET

Pré-polissage, polissage et lustrage des restaurations métalliques (inlays, onlays, couronnes et bridges) en bouche

■ AU LABORATOIRE

Pré-polissage, polissage et lustrage des restaurations métalliques (inlays, onlays, couronnes et bridges)



Min⁻¹ Rec. 5.000 - 7.000 / Pression d'utilisation 1 - 2 N
L'eau est à utiliser pour polir l'amalgame.



	Forme	Cupule	Minipoint	KN7	PC2	WH6	Floppie	Disque	Roue non montée
	ISO N°	065	030	125	050	120	220	160	220
Brownie	PM 12 pces			0271	0272	0273	0458		0453
	CA 12 pces	0401	0403	0281	0282	0283		0405	
	CA 72 pces	H401	H403						
	FG 12 pces	0411	0413						
	FG 72 pces	H411	H413						
Greenie	PM 12 pces			0274	0275	0276	0459		0454
	CA 12 pces	0402	0404	0284	0285	0286		0406	
	CA 72 pces	H402	H404						
	FG 12 pces	0412	0414						
	FG 72 pces	H412	H414						
Supergreenie	PM 12 pces			0277	0278	0279			454A
	CA 12 pces	402A	404B	0287	0288	0289			
	FG 12 pces	412A	414B						



Les polissoirs Brownie, Greenie et Supergreenie sont disponibles en boîtes de 12 pièces. Les cupules et minipoints Brownie et Greenie sont également disponibles en emballages économiques de 72 pièces.



Réf.	Quantité	Produit
0271-0289	12 pces	Brownie, Greenie, Supergreenie formes : KN7, PC2, WH6, tige PM, CA
0401-0414	12 pces	Brownie, Greenie, formes : cupule, minipoint, disque, tige CA, FG
0453, 0454, 454A	12 pces	Brownie, Greenie, Supergreenie forme : roue non montée
0458, 0459	12 pces	Brownie, Greenie forme : floppie, tige PM
402A, 412A, 404B, 414B	12 pces	Supergreenie formes : cupule, minipoint, tige CA, FG
H401-H414	72 pces	Brownie, Greenie formes : cupule, minipoint, tige CA, FG