

Porte-fraises

Pour un stockage et une utilisation ergonomique

Les porte-fraises Bur Block et Bur Station II sont parfaits pour l'agencement des instruments rotatifs au cabinet dentaire. Ils en facilitent la manipulation et le transport. Un kit spécifique par type d'opération, reconnaissable par la couleur, aide à gérer les différentes interventions (préparation de cavité, etc.).



■ Bur Block

Le couvercle verrouillable empêche la chute des instruments et leur contamination. Les côtés ouverts permettent la désinfection et la stérilisation d'un maximum de 12 FG et 6 CA. On peut donner un code couleur à chaque jeu d'instruments en fonction du type de procédure.

- Boîtier en aluminium anodisé avec couvercle verrouillable
- 5 couleurs : noir, bleu, doré, vert, rouge
- Dimensions : 4,4 x 3,1 x 2,6 cm
- Pour 12 FG et 6 CA



■ Bur Station II

Bur Station II permet le stockage et la stérilisation d'un maximum de 17 instruments (11 FG et 6 CA). En résine multifonctionnelle résistant à la chaleur (< 140 °C) et aux produits chimiques, il se présente en deux couleurs.

- Boîtier en résine avec couvercle verrouillable
- 2 couleurs : jaune, bleu clair
- Dimensions : 4,2 x 2,2 x 3,0 cm
- Pour 11 FG et 6 CA

AVANTAGES

Fermeture sécurisée

Désinfection et stérilisation en autoclave

Réf.	Quantité	Produit
92BK	1 pce	Bur Block, noir
92BL	1 pce	Bur Block, bleu
92GL	1 pce	Bur Block, or
92GN	1 pce	Bur Block, vert
92MN	1 pce	Bur Block, rouge
0796	1 pce	Bur Station II, jaune
0797	1 pce	Bur Station II, bleu clair