

CompoMaster Finishing & Polishing Kit

Pour la finition et le polissage par étapes des restaurations composites

Le kit contient tous les instruments rotatifs nécessaires pour la finition méthodique et le polissage des restaurations céramiques au cabinet dentaire.

Contient

T&F Hybrid Points : 1 de chaque 7106, 7406, 7901, LT1

CompoMaster Coarse : 1 de chaque lentille, cupule, minipoint

CompoMaster : 1 de chaque lentille, cupule, minipoint

Réf.	Quantité	Produit
0331	1 pce	CompoMaster Finishing & Polishing Kit, tige : combinaison CA et FG

