

Dura-Polish ■ Dura-Polish DIA

Les références en matière de pâtes à polir

Dura-Polish est chargée à plus de 73% en poids de particules d'alumine qui permettent d'obtenir un état de surface très homogène lors du pré-polissage des composites, des métaux, des résines prothétiques et des PMMA, notamment dans les zones difficiles d'accès.

Dura-Polish DIA est extrêmement chargée (67% en poids) de diamant industriel. La taille hyper fine de ses particules (< 1 µm) donne à cette pâte à polir des performances époustouflantes et durables dans le lustrage des composites et des céramiques.



Indications

■ DURA-POLISH

Pré-polissage et polissage des composites, des métaux et des résines acryliques

■ DURA-POLISH DIA

Lustrage des composites, des céramiques, des zircons et des métaux



Min⁻¹ Maxi 10.000
Usage intra-oral proscrit!

AVANTAGES

Consistance optimale pour en faciliter la manipulation

La viscosité de la pâte limite les éclaboussures

Economique à l'usage

Pouvoir de lustrage extraordinaire

Réf.	Quantité	Produit
0552	1 pot	Dura-Polish, 20 g
0554	1 pot	Dura-Polish DIA, 5 g

