

Fraises diamantées Gingi Curettage

Pour la préparation de couronnes, bridges et moignons

Ces pointes diamantées, de couleur dorée, servent à la création de chanfreins lors des préparations de couronnes et de bridges, en leur donnant un profil idéal pour une prise d'empreinte de précision. Elles présentent une conicité de 3° et la pointe un angle de 45° par rapport à l'axe. Le rayon de la pointe est de 1,52 mm.

Réf.	C061-1	C062-1	C063-1	C081-1	C082-1	C083-1	C084-1	C085-1	C101-1	C102-1	C103-1
ISO N°	012	014	017	013	016	018	019	021	014	015	021
Longueur de tête (mm)	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0



Min⁻¹ Rec. 160.000 - 450.000 / PU 0 - 0,8 N

Réf.	Quantité	Produit
C061-1- C103-1	6 pces	Gingi Curettage Diamonds, tige FG
C200	1 pce	Gingi Curettage Diamonds Kit

Indications

■ AU CABINET

Pour la préparation de couronne, bridge et moignon

Champ d'application

Indiqué pour les matériaux suivants :
Email et dentine



AVANTAGES

Répartition homogène et précise
des très fines particules de diamant

Rotation centrée

Peu de vibration

Meulage très performant sous faible
pression de contact et refroidissement
sécurisant

info

La couleur du code article renseigne sur la
vitesse maximum autorisée :

Cyan maxi 450.000 t/min

Bleu maxi 300.000 t/min

Orange maxi 160.000 t/min



Le Gingi Curettage Diamonds Kit contient les six formes les plus
utilisées C062-1, C081-1, C083-1, C084-1, C102-1, C103-1.