

Merssage ■ Pressage

Pâtes prophylactiques tous usages

Elles existent sous différentes présentations. Les pâtes Merssage fluorées éliminent la plaque et polissent les dents. La pâte Pressage, sans fluor, sert au nettoyage dentaire avant blanchiment ou mordançage.

Indications

■ MERSSAGE REGULAR

RDA 170-180, avec fluor

Merssage Regular – goût menthe – est utilisée pour éliminer des colorations et au début d'un traitement prophylactique. Elle sert également à repolir les dents après dépose d'un appareillage orthodontique.

■ MERSSAGE FINE

RDA 40-50, avec fluor

Merssage Fine – goût citron – sert à éliminer la plaque et les colorations légères ainsi qu'au polissage après détartrage ou blanchiment.

■ MERSSAGE PLUS

RDA < 10, avec fluor

Merssage Plus – goût orange – s'utilise pour le polissage après détartrage ou blanchiment, en prévention de recoloration, ainsi qu'au nettoyage et au polissage des matériaux de restauration.

■ PRESSAGE

RDA 170-180, sans fluor

Pressage – goût neutre – sert au nettoyage de surface avant blanchiment ou application d'agents de mordançage, de collage et de comblement de fissure. Elle ne contient pas de fluor car ce dernier peut compromettre l'adhérence et le blanchiment.



Réf.	Quantité	Produit
0572	1 tube	Merssage Regular, 40 g
0573	1 tube	Merssage Fine, 40 g
0575	1 tube	Merssage Plus, 38 g
0574	1 tube	Pressage, 40 g



Min⁻¹ Maxi 2.000
Ne pas se servir du spray!