


BEAUTIFIL Flow

Material de relleno fluido para restauraciones estéticas

Beautiful Flow puede adquirirse en dos presentaciones diferentes «fluido espeso» (F02) y «fluido ligero» (F10), y sus colores combinan a la perfección con Beautiful II. Cuando se utiliza con el sistema adhesivo FL-Bond II se obtiene un material seguro y completo con una elevada liberación de flúor para las soluciones estéticas. La jeringa especial diseñada en función de las necesidades de los odontólogos garantiza una aplicación sencilla e higiénica del material sin goteo.



Ámbitos de aplicación

- Restauraciones pequeñas y superficiales (cavidades de clase I hasta III y V)
- Relleno de los dientes de leche
- Rellenos de base
- Reparaciones en restauraciones de cerámica y composite fracturadas
- Sellado de fisuras (ver la página 85)
- Bloqueo de socavaduras

Color	Ref. 2 g
F02 - FLUIDO ESPESO	
A1	1431
A2	1432
A3	1433
A3,5	1434
A4	1435
A30 (opaco A3)	1449
G (Gum)	1451

Color	Ref. 2 g
F10 - FLUIDO LIGERO	
A1	1461
A2	1462
A3	1463
A3,5	1464
A4	1465
A30 (opaco A3)	1479
A3T (translúcido)	1482

Ref.	Cantidad	Producto
1431-1451	2 g	Beautiful Flow F02 - jeringa
1461-1482	2 g	Beautiful Flow F10 - jeringa

VENTAJAS

- Elevada resistencia al agua y estabilidad a largo plazo
- Liberación y recarga de flúor
- Buena radiopacidad
- Difusión natural de la luz
- Innovador diseño de las jeringas con un mango de 360° y protección antigoteo

