

Brownie ■ Greenie ■ Supergreenie

Para metales nobles y amalgama

El pulidor de silicona con abrillantadores integrados proporciona un pulido rápido y brillante a los metales nobles y la amalgama. Los Brownies sirven para el prepulido, los Greenies se utilizan al final para el abrillantado; con los Supergreenies (marca amarilla en el mango) se consigue un pulido de alto brillo. El alto brillo se consigue gracias al uso del pulidor de silicona impregnado de agente abrasivo de gran calidad, por lo que no es necesario utilizar una pasta de pulido adicional.



Ámbitos de aplicación

■ EN LA CLÍNICA DENTAL

Prepulido, pulido y alto brillo de restauraciones metálicas como inlays, onlays, coronas y puentes en la boca de los pacientes

■ EN EL LABORATORIO DENTAL

Prepulido, pulido y alto brillo de restauraciones metálicas como inlays, onlays, coronas y puentes

VENTAJAS

Para un elevado brillo en 3 pasos de pulido

Marcha concéntrica precisa mediante un centrado medido

Personalizable

Pulido con pocas vibraciones

Relación óptima entre la presión de contacto y las revoluciones de giro

Mínima producción de calor

Uso rápido y eficiente



Rpm Recom. 5.000 - 7.000 / PC 1 - 2 N
Para los pulidores de amalgama se necesita agua.



	Forma	Copa	Minipunta	KN7	PC2	WH6	Floppie	Disco	Rueda desmontada
	N.º ISO	065	030	125	050	120	220	160	220
Brownie	PM 12 uds.			0271	0272	0273	0458		0453
	CA 12 uds.	0401	0403	0281	0282	0283		0405	
	CA 72 uds.	H401	H403						
	FG 12 uds.	0411	0413						
	FG 72 uds.	H411	H413						
Greenie	PM 12 uds.			0274	0275	0276	0459		0454
	CA 12 uds.	0402	0404	0284	0285	0286		0406	
	CA 72 uds.	H402	H404						
	FG 12 uds.	0412	0414						
	FG 72 uds.	H412	H414						
Supergreenie	PM 12 uds.			0277	0278	0279			454A
	CA 12 uds.	402A	404B	0287	0288	0289			
	FG 12 uds.	412A	414B						



Todos los pulidores Brownie, Greenie y Supergreenie pueden adquirirse en envases con 12 unidades de cada uno. Además, los Brownies y los Greenies se ofrecen con forma de copa y de minipunta para contra-ángulos y turbinas, también en una económica caja para laboratorio de 72 unidades.



Ref.	Cantidad	Producto
0271-0289	12 uds.	Brownie, Greenie, Supergreenie formas: KN7, PC2, WH6, mango PM, CA
0401-0414	12 uds.	Brownie, Greenie, formas: copa, minipunta, disco, mango CA, FG
0453, 0454, 454A	12 uds.	Brownie, Greenie, Supergreenie forma: rueda desmontada
0458, 0459	12 uds.	Brownie, Greenie forma: Floppie, mango PM
402A, 412A, 404B, 414B	12 uds.	Supergreenie formas: copa, minipunta, mango CA FG
H401-H414	72 uds.	Brownie, Greenie formas: copa, minipunta, mango CA, FG