

# Soportes perforados

Para organizar sistemáticamente la preparación

El Bur Block y el Bur Station II sirven para guardar los instrumentos de las turbinas (FG) y de los contra-ángulos (CA). Estos organizadores son fáciles de manipular y facilitan el transporte seguro de hasta 12 instrumentos FG y 6 instrumentos CA. Dependiendo de la indicación, permiten combinar diferentes juegos de instrumentos individuales.



## Bur Block

La práctica pestaña de cierre del Bur Block protege el surtido de instrumentos. Las aperturas laterales permiten la desinfección y esterilización completa de hasta 18 instrumentos (12 FG y 6 CA). Dependiendo del procedimiento (preparaciones de cavidades, etc.), también permite crear un juego de instrumentos propio con código de color.

- Carcasa de aluminio con tapa
- 5 colores: negro, azul, dorado, verde, rojo
- Dimensiones: 4,4 x 3,1 x 2,6 cm
- Para 12 instrumentos de turbina y 6 instrumentos de contra-ángulo



## Bur Station II

El Bur Station II para el almacenamiento y la esterilización de hasta 17 instrumentos (11 FG y 6 CA) está fabricado con plástico multifuncional, tiene una elevada resistencia térmica (< 140 °C) y destaca por su elevada resistencia a los químicos. Este soporte perforado está disponible en dos colores.

- Carcasa de plástico multifuncional con tapa
- 2 colores: amarillo, azul claro
- Dimensiones: 4,2 x 2,2 x 3,0 cm
- Para 11 instrumentos de turbina y 6 instrumentos de contra-ángulo

## VENTAJAS

Cierre seguro

Puede esterilizarse y desinfectarse en el autoclave

| Ref. | Cantidad | Producto                   |
|------|----------|----------------------------|
| 92BK | 1 ud.    | Bur Block, negro           |
| 92BL | 1 ud.    | Bur Block, azul            |
| 92GL | 1 ud.    | Bur Block, dorado          |
| 92GN | 1 ud.    | Bur Block, verde           |
| 92MN | 1 ud.    | Bur Block, rojo            |
| 0796 | 1 ud.    | Bur Station II, amarillo   |
| 0797 | 1 ud.    | Bur Station II, azul claro |