

Ceramage Finishing & Polishing Kit

Para microcomposite híbrido con un elevado contenido de relleno cerámico

El surtido incluye todos los instrumentos giratorios importantes para el retoque y el pulido sistemáticos de restauraciones de Ceramage, Ceramage UP y microcomposite híbrido con alto contenido de relleno. La selección de formas permite también trabajar las zonas oclusales e interdentes.

Contenido

Perforador para fisuras Robot Carbide: 1 ud. SH 97

Dura-Green: 1 c/u IC9, PC1, WH6

CompoMaster Coarse: 1 c/u cilindro, KN7, WH6

CompoMaster: 1 c/u cilindro, KN7, WH6

Ref.	Cantidad	Producto
0333	1 ud.	Ceramage Finishing & Polishing Kit, mango PM

