

Dura-Polish ■ Dura-Polish DIA

Sistema de pastas de pulido

Dura-Polish está impregnada con más de un 73 % por peso con partículas finas de óxido de aluminio proporciona una superficie extremadamente homogénea en el prepulido de composite, metal, resina de prótesis y PMMA, incluso en las zonas de más difícil acceso.

Con más de un 67 % en peso, Dura-Polish DIA contiene una incomparable proporción de diamantes industriales. Gracias a la estructura ultrafina de las partículas < 1 µm, la pasta de pulido proporciona a los composites y a la cerámica un alto brillo excelente y duradero en muy poco tiempo.



Ámbitos de aplicación

■ DURA-POLISH

Prepulido y pulido de composite, metal y resina de prótesis

■ DURA-POLISH DIA

Pulido de alto brillo de composite y cerámica, dióxido de zirconio y metales.



Rpm Máx. 10.000
¡No apto para uso intraoral!

VENTAJAS

Buena adhesión que garantiza el contacto seguro con la superficie

Consistencia firme que minimiza el peligro de salpicaduras

Consumo reducido

Extraordinarias propiedades de pulido

Ref.	Cantidad	Producto
0552	1 ud.	Dura-Polish, 20 g
0554	1 ud.	Dura-Polish DIA, 5 g

