

Diamantes Gingi Curettage

Para preparaciones de coronas y puentes y el tallado de muñones dentales

Los diamantes dorados de grano estándar son adecuados para crear acanaladuras en las preparaciones de coronas y puentes. Proporciona las condiciones óptimas para una toma de impresión precisa. Los diamantes tienen una inclinación lateral de 3° y una punta inclinada de 45° respecto al eje; el radio de la punta es de 1,52 mm.

Ref.	C061-1	C062-1	C063-1	C081-1	C082-1	C083-1	C084-1	C085-1	C101-1	C102-1	C103-1
N.º ISO	012	014	017	013	016	018	019	021	014	015	021
Cabeza (mm)*	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0

* Longitud de la cabeza: in mm



Rpm Recomend. 160.000 - 450.000 / PC 0 - 0,8 N

Ref.	Cantidad	Producto
C061-1- C103-1	6 uds.	Diamantes Gingi Curettage, mango FG
C200	1 ud.	Gingi Curettage Diamonds Kit

Ámbitos de aplicación

■ EN LA CLÍNICA DENTAL

Para preparaciones de coronas y puentes y el tallado de muñones dentales

Usos

Apropiado para los siguientes materiales:
Tejido dental duro



VENTAJAS

- Distribución precisa y homogénea de las partículas de diamante
- Marcha concéntrica precisa
- Abrasión con poca vibración
- Elevada potencia de abrasión con poca presión de contacto y refrigeración segura

info

El código de color de la referencia indica el número máximo de revoluciones permitido en cada caso:

- Cian** máx. 450.000 rpm
- Azul** máx. 300.000 rpm
- Naranja** máx. 160.000 rpm



El Gingi Curettage Diamonds Kit incluye las seis formas más comunes C062-1, C081-1, C083-1, C084-1, C102-1 y C103-1.