

HY-Bond Temporary Cement – Soft

Cemento de policarboxilato provisional

En estos tipos de cementos provisionales se ha combinado el material de base de cemento de policarboxilato con el aditivo de flúor-tanino. Es ideal para las fijaciones provisionales.



Ámbitos de aplicación

- Cementación temporal de soluciones provisionales
- Recubrimiento pulpar indirecto, sellado temporal tras la preparación de la cavidad
- Relleno provisional de cavidades de dientes de leche

Ref.	Cantidad	Producto
1173	1 ud.	HY-Bond Temporary Cement - Soft Set: polvo 125 g, líquido 60 ml, cuchara dosificadora