

# VINTAGE LD Press

Piezas brutas para realizar restauraciones de cerámica sin metal

Vintage LD Press es una cerámica vítrea de disilicato de litio en forma de piezas brutas para el prensado de inlays, onlays, carillas, coronas y puentes de los dientes anteriores. Las piezas brutas prensadas se caracterizan por una elevada resistencia mecánica y están disponibles en cuatro tipos de translucidez diferentes.

- **T (Trans)**  
elevada translucidez en tres colores para realizar restauraciones pequeñas como inlays, onlays y carillas con la técnica de maquillaje
- **MT (Middle Trans)**  
translucidez media en todos los colores VITA\* Classical para la técnica de estratificación, de maquillaje y Cut-Back
- **LO (Low Opacity)**  
baja opacidad en cinco colores para pilares individuales o preparaciones ligeramente decoloradas
- **MO (Middle Opacity)**  
opacidad media en tres colores elaboración de armazones para preparaciones muy decoloradas



## VENTAJAS

- Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia mecánica
- Aplicación fácil y eficiente
- 4 niveles de translucidez diferentes para una estética natural independiente del color del muñón
- Puede combinarse con la cerámica de estratificación Vintage LD y con los maquillajes cerámicos Vintage Art LF

### Ámbitos de aplicación

Para el prensado de coronas, inlays, onlays, carillas y puentes de los dientes anteriores (hasta tres estructuras sin molares)

## VINTAGE LD Press - Sets y componentes individuales



### Basic Set

Para el prensado de restauraciones de disilicato de litio sin metal en los colores A2, A3 y B2, así como piezas brutas de diferentes opacidades para la técnica de estratificación y de maquillaje

#### Vintage LD Press

- 40 piezas brutas de 3 g: 5 unidades de cada color MT-A1, MT-A2, MT-A3, MT-B2, LO-1, LO-2, T-1, T-2

#### Ceravety Press & Cast

- 5x polvo de 100 g • líquido, 100 ml



### Trial Kit

5 piezas brutas de diferentes colores y niveles de translucidez para la iniciación en la técnica de prensado Vintage LD

- 5 piezas brutas de 3 g: 2x MT-A2, 2x MT-A3, 1x T-1

Ref.	Cantidad	Producto
8501	1 ud.	Vintage LD Press Basic Set
8542	1 ud.	Vintage LD Press Trial Kit
8510-8540	1 ud.	Vintage LD Press pieza bruta , 5 uds.

Ref.	5 uds.
<b>VINTAGE LD PRESS</b>	
MT-W1	8527
MT-W2	8528
MT-W3	8529
MT-A1	8510
MT-A2	8511
MT-A3	8512
MT-A3,5	8513
MT-A4	8514
MT-B1	8515
MT-B2	8516
MT-B3	8517
MT-B4	8518
MT-C1	8519
MT-C2	8520
MT-C3	8522

Ref.	5 uds.
<b>VINTAGE LD PRESS</b>	
MT-C4	8523
MT-D2	8524
MT-D3	8525
MT-D4	8526
T-1	8530
T-2	8531
T-3	8532
LO1	8533
LO2	8534
LO3	8535
LO4	8536
LO5	8537
M01	8538
M02	8539
M03	8540