

SHOFU  
**Universal**  
Primer

Прочное соединение без ретенций



# SHOFU Universal Primer

Просто, эффективно и универсально

SHOFU Universal Primer обеспечивает надежное соединение между пластмассовыми материалами, любыми металлическими сплавами, а также оксидом циркония и оксидом алюминия.

При использовании в сочетании с SHOFU Universal Pre-Opaker праймер обеспечивает устойчивую адгезию, в том числе во влажной среде, и даже позволяет отказаться от механических ретенций для металлических каркасов.

## Обеспечение адгезии

- между светоотверждаемыми опакками и каркасами
- при изготовлении и ремонте работ с пластмассовой облицовкой
- при выполнении ремонта металлокерамических работ внутри и вне ротовой полости
- между металлическим базисом и пластмассой протеза
- между пластмассой и ортодонтическими устройствами



SHOFU Universal Primer



SHOFU Universal Pre-Opaker

## Преимущества

- Быстрое и простое использование без дополнительного оборудования
- Без цвета, отсутствие серых зон в области соединения
- Надежное адгезионное соединение, даже без ретенционных шариков
- Для любых стоматологических сплавов и каркасов на основе циркона
- Использование внутри и вне ротовой полости

Широкий спектр применения в сочетании с быстрым и простым нанесением без дополнительных принадлежностей или термической обработки делают приемника хорошо себя зарекомендовавшего SHOFU MZ Primer Plus универсальным решением для фиксации металлических и цирконовых каркасов, изготовленных в технологии CAD/CAM.



SHOFU Universal Opaque

SHOFU Universal Pre-Opaque вместе с SHOFU Universal Primer обеспечивает согласованную систему соединения, которая чрезвычайно устойчива к воздействию гидролиза и термическим нагрузкам.

Последующая цветопередача желаемого оттенка зуба осуществляется с помощью универсальных опаков SHOFU, они предлагаются 31 оттенка.

# Информация для заказа



**SHOFU Universal Primer**  
Содержимое: 5 мл, номер Y0060

## Сопутствующие продукты



**SHOFU Universal Pre-Opaque**  
Universal Pre-Opaque – очень текучий и обеспечивает прочное соединение со сплавом и универсальными пастами-опакими.

Содержимое: 2 мл, номер 2111



**SHOFU Universal Opaque**  
Светоотверждаемая, готовая к применению паста-опак. Наряду с 16 обычными оттенками зубов систему опак-ов дополняют оттенки Bleaching, NCC и эффект-цвета.



**SHOFU INC.** 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan  
**EC REP SHOFU DENTAL GmbH** An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany, [www.shofu.de](http://www.shofu.de)  
SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders.  
SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.