


## Zur systematischen Vorbereitung der Präparation

Der Bur Block und die Bur Station II dienen der sicheren Aufbewahrung von Turbinen- (FG) und Winkelstück- (W) Instrumenten. Sie sorgen für Ordnung, sind einfach in der Handhabung und eine sichere Transporthilfe für bis zu 12 FG- und 6 W-Instrumente. Je nach Indikationsbereich lassen sich verschiedene individuelle Instrumentensätze zusammenstellen.



### ■ Bur Block

Der praktische Schnappverschluss des Bur Block schützt die aufgenommene Sortierung der Instrumente; die offenen Seiten ermöglichen ein vollständiges Desinfizieren und Sterilisieren von bis zu 18 Instrumenten (12x FG und 6x W). Je nach Arbeitsfeld (Kavitätenpräparationen etc.) lässt sich so ein eigener farbcodierter Instrumentensatz erstellen.

- Aluminiumgehäuse mit Deckel
- 5 Farben: schwarz, blau, gold, grün, rot
- Maße: 4,4 x 3,1 x 2,6 cm
- Für 12 Turbinen- und 6 Winkelstückinstrumente



### ■ Bur Station II

Die Bur Station II zur Aufbewahrung und Sterilisation von bis zu 17 Instrumenten (11x FG und 6x W) ist aus multifunktionellem Kunststoff, besitzt hohe thermische Resistenz (< 140 °C) und zeichnet sich durch hohe Haltbarkeit gegen die Einwirkung von Chemikalien aus. Dieser Bohrerständer ist in zwei Farben erhältlich.

- Multifunktionelles Kunststoffgehäuse mit Deckel
- 2 Farben: gelb, hellblau
- Maße: 4,2 x 2,2 x 3,0 cm
- Für 11 Turbinen- und 6 Winkelstückinstrumente

## highlights

Sicher zu verschließen

Im Autoklaven sterilisierbar und desinfizierbar

Best.-Nr.	Menge	Produkt
92BK	1 St.	Bur Block, schwarz
92BL	1 St.	Bur Block, blau
92GL	1 St.	Bur Block, gold
92GN	1 St.	Bur Block, grün
92MN	1 St.	Bur Block, rot
0796	1 St.	Bur Station II, gelb
0797	1 St.	Bur Station II, hellblau