



Post Stand P ■ Post Set

Objektträger und Haltepin-Set

Post Stand P

Mit vier zentral ausgerichteten Einschnitten zur Aufnahme von Sägemodellsegmenten und mehr als 100 Bohrungen bietet dieses Tray mit den abgestimmten Pins eine außergewöhnlich schnelle und einfache Positionierung der Objekte von der Einzelkrone bis zur 14-gliedrigen Brücke.
Abmessungen: ø 60 mm / H 23,5 mm



Post Set

Das Set beinhaltet fünf verschiedene Formen mit je 3 Pins für jede Restaurationsart:

- **Anterior Post A** (Kegelform) und **Anterior Post B** (Keilform) für Frontzahnkronen
- **Posterior Post A** für Prämolaren
- **Posterior Post B** für Molaren
- **Free Post** kann in jede gewünschte Form geschliffen werden

Durch die axial verschobenen Stifte und die Drehbarkeit kann der Abstand zwischen den Posts individuell eingestellt werden.



Anwendungsbereiche

Zur stabilen Platzierung von Restaurationen in einem Lichthärtegerät

Best.-Nr.	Menge	Produkt
5059	1 St.	Post Stand P (Objektträger)
5058	1 St.	Post Set (Haltestifte)