

SHOFU
Universal
— Primer —

Forte adhérence sans rétention mécanique



SHOFU Universal Primer

Simple, fiable et universel

SHOFU Universal Primer crée une liaison fiable entre les résines et tous les alliages dentaires ainsi que la zircone et l'alumine.

Associé au SHOFU Universal Pre-Opaque, SHOFU Universal Primer crée une liaison durable, même en environnement humide, et permet de monter des résines sur armature métallique sans aucune rétention mécanique.

Pour renforcer l'adhérence

- entre les composites opaques photopolymérisables et les armatures
- dans l'élaboration et la réparation de facettes composites
- dans la réparation intra et extra-orale de restaurations sur armature métallique
- entre résines de denture et métal
- entre résines et appareillages orthodontiques



SHOFU Universal Primer



SHOFU Universal Pre-Opaque

Avantages

- Manipulation rapide et simple sans équipement additionnel
- Transparent, pas d'ombre ni de liseré sombre à l'interface de collage
- Liaison fiable – sans l'aide de billes de rétention
- Pour tous les alliages dentaires et les armatures à base de zircone
- S'utilise en intra ou extra-oral

SHOFU Universal Primer, successeur du SHOFU MZ Primer Plus largement éprouvé, s'avère constituer la solution universelle pour le collage des composites sur armatures CAD/CAM métalliques et zircons grâce à sa large plage d'indications. De plus il se caractérise par une manipulation simple et fiable ne nécessitant aucun accessoire particulier ni traitement thermique.



SHOFU Universal Opaque

L'association SHOFU Universal Pre-Opaque et SHOFU Universal Primer offre une combinaison idéale de collage, extrêmement résistante à l'hydrolyse et aux contraintes thermiques.

Après collage, on applique simplement du SHOFU Universal Opaque, disponible en 31 nuances, selon la teinte dentaire souhaitée.

Pour commander



SHOFU Universal Primer

Contient: 5 ml, Réf. Y0060

Produits associés



SHOFU Universal Pre-Opaque

Universal Pre-Opaque, très fluide, adhère fortement aux alliages et à l'Universal Opaque.

Contient: 2 ml, Réf. 2111



SHOFU Universal Opaque

Pâtes opaques photopolymérisables prêtes à l'emploi, comportant les 16 teintes communes plus des teintes Whitening, NCC et effets.



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
EC REP SHOFU DENTAL GmbH An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany, www.shofu.de

SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders.
SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.