

SHOFU
Universal
Primer

Een sterke hechting
zonder mechanische retentie



SHOFU Universal Primer

Eenvoudig, efficiënt en universeel

SHOFU Universal Primer zorgt voor een betrouwbare hechting van kunststoffen aan alle metalen legeringen en aan zirkoniumdioxide en aluminiumoxide.

In combinatie met SHOFU Universal Pre-Opaque zorgt SHOFU Universal Primer voor een blijvende hechting, ook in een vochtige omgeving. U kunt zelfs kunststoffen op metalen frames aanbrengen zonder mechanische retentie.

Hechting

- van lichthardende opakers op frames
- bij het vervaardigen en repareren van kunststoffacings
- bij de intra- en extraorale reparatie van metaal-keramische restauraties
- van prothesekunststof aan metalen onderstructuur
- van kunststoffen aan orthodontische apparatuur



SHOFU Universal Primer



SHOFU Universal Pre-Opaque

Voordelen

- Snel en eenvoudig te verwerken zonder extra benodigdheden
- Kleurloos, geen grijze delen in het hechtingsgebied
- Betrouwbare hechting, ook zonder gebruik van retentieparels
- Voor alle dentale legeringen en frames van zirkoniumdioxide
- Voor intra- en extraoraal gebruik

SHOFU Universal Primer, de opvolger van de aantoonbaar bewezen SHOFU MZ Primer Plus, is de universele oplossing voor het bevestigen van kunststoffen aan met CAD/CAM vervaardigde frames van metaal en zirkoniumdioxide dankzij zijn brede toepasbaarheid en snelle en eenvoudige verwerking zonder extra benodigdheden of warmtebehandelingen.



SHOFU Universal Opaque

SHOFU Universal Pre-Opaque en SHOFU Universal Primer vormen een perfect op elkaar afgestemd hechtsysteem dat zeer goed bestand is tegen hydrolyse en thermische belasting.

Afwerken met de gewenste kleur gebeurt met SHOFU Universal Opaque dat in 31 kleuren verkrijgbaar is.

Bestelinformatie



SHOFU Universal Primer

Inhoud: 5 ml, bestelnr. Y0060

Bijbehorende producten



SHOFU Universal Pre-Opaque

Universal Pre-Opaque heeft een zeer goede vloei en zorgt voor een sterke hechting aan legeringen en Universal Opaque.

Inhoud: 2 ml, bestelnr. 2111



SHOFU Universal Opaque

Lichthardende, kant-en-klare pasta-opaker
Verkrijgbaar in 16 gangbare kleuren plus bleach-, NCC- en effectkleuren.



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
EC REP SHOFU DENTAL GmbH An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany, www.shofu.de

SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders.
SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.